

TURBISCAN CLASSIC 2

STABILITY & SIZE

Formulation
Smart scientific analysis

Turbiscan Classic(MA2000)を
超える新しいタービスキャンがここに！


Turbiscan Classic 2

はここが新しい！

Point
1 より洗練された装置ボディで
測定ボトルの導入が簡単に。

Point
2 ソフトウェアが一新。上位モデルと
同じ操作性の高いデザイン、かつ
Windows 7,8,10に対応。

Point
3 光学系の変更により測定の
再現性が向上。



三洋貿易株式会社
科学機器事業部

Point
1


モダンなデザインであるとともに
測定ボトルを導入しやすくなりました。



スライド式カバー

Point
2

使いやすさを重視した新しい
ソフトウェア。最新OSに対応。



注意)TSI計算の機能は付属しません。

Point
3

光学系の改良で測定の再現性が大きく向上しました。

	Classic 1		Classic 2
測定再現性(自動)	± 0.2 %	↑	± 0.1 %
測定再現性(手動)	± 0.5 %	↑	± 0.25 %
繰返し再現性(ボトル変更)	± 2 %	↑	± 2 %



**TURBISCAN CLASSIC2への
買い替えキャンペーン実施中！**

旧モデル(MA1000、MA2000、CLASSIC)をお使い
のお客様でCLASSIC2に更新される場合は**期間限定
で特別価格**を提供致します。



注)本書に記載されている装置の外観や仕様は予告なく変更になる場合があります。



三洋貿易株式会社 科学機器事業部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目11番地

TEL 03-3518-1196 FAX 03-3518-1237

e-mail: info-si@sanyo-trading.co.jp URL: http://www.sanyo-si.com