

仏国 Xenocs社 小角散乱測定装置(SAXS)

qmin~0.01nm⁻¹ システム長10m



放射光施設の性能を実験室で

ゼロせん断レオロジー評価装置 Rheolaser Master

レーザーによる非接触・非破壊なゼロせん断のレオロジー、ゲル化評価

- ・ 静置、微弱構造の評価
- ・ 室温~90℃
- ・ 6検体同時測定

* 固体・液体の結晶性評価装置もあり



多検体 水分吸脱着測定装置 SPS / Vsorp



水分吸着特性により貯蔵安定性、結晶構造変化を評価 多検体により時間短縮が可能

- ・ 5, 11, 23検体同時測定
- ・ ビデオによる概観撮影、ラマン測定
- ・ 水蒸気透過(EN ISO7783-1)、大試料、パッケージ試料評価等

- ・ サンプル測定は随時承っております。
- ・ 三洋貿易では、世界各国の様々な分析装置を取り扱っております。分散性、接触角、粉体物性等の装置の取扱もごさい。HPご参考下さい。



三洋貿易 株式会社
科学機器事業部

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2丁目11番地
TEL:03-3518-1196 FAX:03-3518-1237
<http://www.sanyo-si.co.jp>