

平成20年2月25日

抗酸化能測定キット/SOD測定キット 製品表
(Randox Laboratories社製)

品番	品名並びに内訳	包装
抗酸化能測定 TASキット (Total Antioxidant Status)		
NX2332	抗酸化能測定TASキット(スタンダード付き) (マニュアル操作時:50検体分、オート操作時:250検体分)	1kit
SOD測定 RANSODキット		
SD125	SOD測定 RANSODキット(スタンダード付き) (マニュアル操作時:55検体分、オート操作時:585検体分)	1kit
グルタチオン・ペルオキシダーゼ(GPx)測定 RANSELキット		
RS504	RANSEL キット (マニュアル操作時:16又は48検体分、オート操作時:363検体分)	1kit
グルタチオン・リダクターゼ(GR)測定キット		
GR2368	Glutathione Reductaseキット (マニュアル操作時:25検体分、オート操作可能)	1kit
品質管理用 コントロール・キット (保管しているキットの品質管理が適切に行われていたことを確認する為のコントロールキットです。)		
NX2331	Total Antioxidant Control キット用コントロール	1 kit
SD126	RANSOD キット用コントロール	1 kit
SC692	RANSEL キット用コントロール	1 kit
GR2068	Glutathione Reductase キット用コントロール	1 kit

*NX2332,SD125以外の製品は、納期に時間がかかる事があります。お問い合わせお願い致します。



三洋貿易株式会社 科学機器事業部

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4丁目2番5号

トライエッジ御茶ノ水

TEL 03-5296-9570 FAX 03-3252-2882

URL: <http://www.sanyo-si.com/> e-mail: info-si@sanyo-trading.co.jp